

TÜMEGSEMMISÍTŐ

ND – 02/ND – 02 – 1

**A LEGNAGYOBB VESZÉLYFORRÁS AZ ÉLES FERTŐZŐ EH. TŰ.
AZ ND-02 MEGÓVJA ETTŐL A VESZÉLYTŐL.**



Gyártja:

MEDIROLL

MEDIROLL Orvostechnikai Kft.

H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.

☎(52) 533-737 **Fax** (52) 534-446

E-mail: mediroll@mediroll.hu

Home Page: <http://www.mediroll.hu>



TÚMEGSEMMISÍTŐ

ND-02/ND-02-1

Kis mérete és súlya miatt az orvosi táskában is könnyedén szállítható.

Az **ND-02** alkalmazásával kívánjuk **kiegészíteni** a használt Eh. tűkre előírt megsemmisítési technológiát. Ennek lényege, hogy az injekció beadása után a használt tűt **azonnal "szúrjuk be"** az **ND-02**-be amely elégeti annak fémrészét és a „tűroncs” a gyűjtő fiókba kerül. Abban az esetben ha **egybeépített tű-fecskendő** egységgel dolgozunk — elsősorban sorozat védőoltásnál alkalmazzák — az **ND-02-1** típust javasoljuk. Annak veszélye, hogy az éles, esetleg fertőző tűvel felsértjük kezünket és az közvetlenül a véráramba kerülve fertőz ill., hogy az avatatlan kezekbe kerülve újra felhasználásra kerülhet ezzel megszünt. A megmaradt **"tűroncsot"** helyezzük a már működő technológia szerinti műanyagdobozba amely aztán elégetésre kerül.

Fő jellemzői:

- Kis méret és súly
- Egyszerű kezelhetőség
- Folyamatosan üzemeltethető
- Változó tűméretek alkalmazhatósága
(0 - 1,1 mm-ig minden tűmérethez alkalmas)

Alkalmazhatóság:

A folyamatos üzemmódban használható tűmegsemmisítő készülék elsősorban az orvosi gyakorlatban injekciózásra felhasznált injekciós tűk megsemmisítésére szolgál.

Kiválóan alkalmas AIDS - fertőzések és fertőző betegségek kezeléséhez használt tűk megsemmisítésére, újra felhasználás (narkózikák) megakadályozására. Az elégett EH-tű fémrészének maradványa lehetővé tesz bármilyen tárolást akár műanyag zacskóban anélkül, hogy annak fala megsérülne. **Egybeépített tű-fecskendő** egység esetében az **ND-02-1** típust javasoljuk.

Javasolt alkalmazása:

- körzeti orvosi rendelőkben
- házi orvosi gyakorlatban
- ambulanciákon
- foglalkozás egészségügyi hálózatban
- humán és állategészségügyben
- fogászati rendelőkben
- home care szolgáltatban

kiemelve annak jelentőségét, hogy könnyedén a beteg otthonába is elvihető.

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V; 50 Hz
Hálózati teljesítmény felvétel:	max. 150 VA
Szekunder feszültség:	2,4 V
Hálózati biztosíték:	T 4 A

Készülék tömege: 2,2 kg

Külső befoglaló mérete:

szélesség:	95 mm
magasság:	85 mm
hossz:	225 mm