

# ÚJSZÜLÖTT AUDIOMÉTER

## BABY SCREEN BSA-1

*Az új hordozható készülék újszülöttek számára.*



*Gyártja:*

**MEDIROLL**

**MEDIROLL Orvostechikai Kft.**

H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.

☎(52) 533-737, 533-738 **Fax:** (52) 534-446

E-mail: [mediroll@mediroll.hu](mailto:mediroll@mediroll.hu)

Home Page: <http://www.mediroll.hu>



A **BABY SCREEN** audiométer egy egyszerűen kezelhető szabadtéri szűrőaudiométer mely újszülöttek korai időszakban történő szűrővizsgálatára, a halláscsökkenés felismerésére nyújt segítséget. Az eszköz által kibocsátott hangra újszülött és 2 éves kor között a gyermek egyértelműen reagál. A reakciót érzékelve a csecsemő halláscsökkenése diagnosztizálható. Mindezen lehetőségeket gyors, egyszerűen kezelhető kivitelben a készülék biztosítja.

**Felhasználói:** *a kórházak újszülött osztályai, szülőotthonok, gyermekklinikák és minden olyan egészségügyi intézmény ahol csecsemők hallásszűrésének igénye felmerül.*

### ***FŐ JELLEMZŐI:***

- kis méret
- egyszerű kezelhetőség
- gyors mérést biztosít
- 1 db 9 V-s telepről működtetve hosszú élettartam
- a mérés elve a csecsemő hanghatásra történő reflexe

### ***MŰSZAKI ADATOK:***

A hang formája	elektronikus zajgenerátor által létrehozott fehérzaj
A hangátadás módja	szabadtéri
Frekvencia tartomány	2000 Hz - 4000 Hz fehérzaj, csúcs 3000 Hz-nél
Zajszintek	60 dB és 90 dB SPL 10 cm távolságra a fültől
Zajszint pontosság	$\pm 3$ dB
Táp feszültség	9 V DC (1 db 9 V-s tartós elem)
Hangforrás	miniatűr hangszóró
Méretek	120 mm x 60 mm x 25 mm
Tömeg	0,25 kg