

BSA-1 ÚJSZÜLÖTT HALLÁSREFLEX VIZSGÁLÓ

Hordozható készülék újszülöttek számára.



Gyártja:



MEDIROLL Orvostechnikai Kft.

H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.

☎(52) 537-055

E-mail: mediroll@mediroll.hu

Home Page: www.mediroll.hu

A **BSA-1** hallásreflex vizsgáló egy egyszerűen kezelhető készülék, mely újszülöttek korai időszakban történő hallásterhelésére, a halláscsökkenés felismerésére nyújt segítséget. Az eszköz által kibocsátott hangra újszülött és 2 éves kor között a gyermek egyértelműen reagál. A készüléket kezelő a reakció alapján a csecsemő halláscsökkenését vélelmezheti, ami műszeres audiometriás vizsgálatot tesz indokolttá. Mindezen lehetőségeket gyors, egyszerűen kezelhető kivitelben a készülék biztosítja.

Felhasználói: *a kórházak újszülött osztályai, szülőotthonok, gyermekklinikák és minden olyan egészségügyi intézmény ahol csecsemők vizsgálatának igénye felmerül.*

FŐ JELLEMZŐI:

- kis méret
- egyszerű kezelhetőség
- gyors mérést biztosít
- 2 db 1.5 V-s (AA) telepről működtetve hosszú élettartam
- működési elve a csecsemő hanghatásra történő reflexe

MŰSZAKI ADATOK:

A hang formája	elektronikus zajgenerátor által létrehozott fehérzaj
A hangátadás módja	szabadtéri
Frekvencia tartomány	2000 Hz - 4000 Hz fehérzaj, csúcs 3000 Hz-nél
Zajszintek	60 dB és 90 dB SPL 10 cm távolságra a fültől
Zajszint pontosság	± 3 dB
Táp feszültség	3 V DC (2 db 1.5 V-s (AA) tartós elem)
Hangforrás	miniatűr hangszóró
Méretetek	120 mm x 60 mm x 25 mm
Tömeg	0,25 kg