

VÉRMELEGÍTŐ

VM -1

- Megbízható, gyors és száraz felmelegítési rendszer
 - Túlmelegedési korlátozóval ellátva
 - Egyszerű kezelhetőség
 - Testmeleg üzemi hőmérsékletet biztosít
 - Infúziós-, transzfúziós szerelékek alkalmazásával használható
 - Csepegő víz ellen védett
 - Kis teljesítmény felvétel, nagy élettartam
 - Beépített akusztikus riasztás
-
- Fűtőelem kettős burkolattal
 - Robbanásbiztos kapcsoló elem



**Műtőben is
üzemeltethető**



Gyártja:

MEDIROLL

MEDIROLL Orvostechnikai Kft.

H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.

☎(52) 533-737 **Fax** (52) 534-446

E-mail: mediroll@mediroll.hu

Home Page: <http://www.mediroll.hu>



VM -I típusú készülék infúziós és transzfúziós folyadékok testhőmérsékletre (+ 37 °C) történő felmelegítésére szolgál.

A melegítést teflonozott, közvetett fűtésű alumínium hornyolt henger végzi.

A készülék LINEMED T1 szereléssel üzemeltethető.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V; 50 Hz
Felvett teljesítmény:	max. 165 VA
Érintésvédelmi osztály:	I. (földelt)
Páciens oldali védelem típusa:	CF
Méreték:	340x180x170 mm
Tömeg:	3,5 kg
Fűtőhenger hornyainak száma:	min. 7
Horonyba vezetett cső átmérője:	4,2 mm
Védettségi fokozat:	csepegő víz ellen védett (IP-22)
Bemelegedési idő: (20 °C-os környezeti hőmérsékleten)	min. 2 min
Fűtőhenger névleges hőmérséklete:	37 °C
Túlfűtésvédelem:	42 °C
Hőmérséklet kijelzés:	+ 30 °C 42 °C
(Lineáris LED skálával)	1 °C-os felbontással
Riasztás (hibás működés esetén):	szaggatott hanggal
Hálózat kimaradás jelzése:	min. 5 min-ig

