

OPERATŐRI SZÉK

Típus: OPS



Kialakítás: menetes orsóval állítható magasság,
antisztatikus ergonómiai kialakítású kerek üllő felület,
rozsdamentes zártszelvény és cső vázszerkezet,

Felület kezelés: elektropolírozás

Méretek: lábtartó átmérő x ülőke átmérő x magasság: 38 x 35 x 55÷70 cm

A méretek és a kialakítások egyedi megállapodás szerint módosíthatóak.

Gyártja:

MEDIROLL

MEDIROLL Orvostechnikai Kft.

H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.

☎ (52) 533-737 **Fax** (52) 534-446

E-mail: mediroll@mediroll.hu

Home Page: <http://www.mediroll.hu>

