

MASSZÍROZÓ ASZTAL



- A vázszerkezet zártszelvényből, rajta a fekrész bútorlapból poliuretán párnázattal, műbőr bevonattal készült.
- A fejrész fokozatmentesen fogasívvel állítható.
- **Vázszerkezet felület kikészítése:** műanyag alapú porfestékekkel, színe fehér (egyedi megállapodás szerinti színben is megrendelhető).
- **Műbőr bevonat színe:** fehér (egyedi megállapodás szerinti színben is megrendelhető).
- **Méretek:**

Fekvőfelület magassága:	750 mm
Fekvőfelület mérete:	660x1990 mm
Háttámla hossza:	440 mm
dőlési szöge:	0° – 30° -ig
Lábrész hossza:	1480 mm

Az asztal méretei egyedi megállapodás szerint is módosíthatóak.

Gyártja:

MEDIROLL

MEDIROLL Orvostechnikai Kft.

H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.

☎ (52) 533-737 **Fax** (52) 534-446

E-mail: mediroll@mediroll.hu

Home Page: <http://www.mediroll.hu>

