

# NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLÓASZTAL NA - 1



- Az asztal nőgyógyászati vizsgálatok számára nyújt lehetőséget.
- Fekvőrész: 2,5 cm vtg.-ú habszivacs műbőr bevonattal.
- Háttámla: Folyamatosan emelhető (0 - 80°).
- Lábtartók: integrál habos párnázatú, csészés, állítható.
- Váz szerkezet: zártszelvény, fehér por-szórt műanyag festéssel ill. készülhet rozsdamentes anyagból, külön rendelésre
- Ülőrész: csavar orsóval folyamatosan emelhető (0 - 12°).
- Ülőrész alatt kihúzható rozsdamentes tál van elhelyezve.
- Papír lepedő tekercs tartóval.
- Karbantartást nem igényel.
- Tisztítása csak mosószeres törléssel.
- Fertőtlenítés a használati útmutató szerint nem agresszív szerrel.
- Tömege: 45 kg.
- Méretek:
  - „A” típus: Magasság: 800 mm  
Szélesség: 650 mm  
Ülőrész hossza: 350 mm  
Hosszúság: 1400 mm  
Háttámla hossza: 920 mm
  - „B” típus: Magasság: 950 mm  
Szélesség: 600 mm  
Hosszúság: 1200 mm

Megjegyzés: a foto egy korábbi változatot ábrázol.

Gyártja:

**MEDIROLL**

MEDIROLL Orvostechnikai Kft.  
H - 4025 DEBRECEN, Postakert u. 10.  
☎ (52) 533-737    **Fax** (52) 534-446  
E-mail: [mediroll@mediroll.hu](mailto:mediroll@mediroll.hu)  
Home Page: <http://www.mediroll.hu>

